

S · E · Y · S · S · O

Sonická kefka SEYSSO Carbon BASIC EDITION - UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Gratulujeme k prvému kroku pre zdravé zuby

Skôr než začnete využívať všetky výhody, ktoré sonická technológia prináša, venujte, prosím, čas dôkladnému preštudovaniu tohto užívateľského manuálu.

BALENIE OBSAHUJE:

- 1 čistiacu hlavicu
- Telo kefy
- Prenosnú nabíjačku

ZAPOJENIE A NABÍJANIE

Kefka je vybavená vodotesným telom. Bola navrhnutá pre bezpečné používanie v kúpeľni a jej výnimočný vzhľad sa do nej iste bude hodiť.

Ale pozor: kefka nie je určená na používanie pod vodou!

- Zapojte nabíjačku do elektriny a telo kefy vložte do nabíjačky.
- Počas nabíjania svetelný indikátor bliká, pri plnom nabití trvalo svieti. Nabíjanie trvá najmenej 24 hodín. Potom kefku môžete pravidelne používať až 6 týždňov bez ďalšieho nabíjania.
- Aby si kefka udržala maximálny výkon pri každodennom používaní, mala by byť stále umiestnená v nabíjačke.
- Nehrozí riziko prebitia batérie.

Použitie sonickej kefy

Hlavicu kefy upevnite na telo. Potom na jej vlákna naneste malé množstvo zubnej pasty. Odporúčame používať zubnú pastu, ktorá je bezpečná a vhodná pre vaše zuby.

Ideálnou voľbou je zubná pasta, ktorá bola vyvinutá špeciálne na čistenie zubov sonickými zubnými kefkami. S akoukoľvek otázkou sa neváhajte obrátiť na náš tím specialistov, ktorý je vám k dispozícii prostredníctvom našich webových stránok.

Pokiaľ chcete zabrániť nepríjemnému rozstreknutiu zubnej pasty, umiestnite hlavicu kefy do úst skôr, než kefku zapnete. Sonická kefka je vyrobená tak, aby vašim zubom poskytla optimálne podmienky pre čistenie.

Po dvoch minútach sa kefka automaticky vypne.

Vylepšená rýchlosť

Vysokorýchlostné vibrácie sú prednastavené do 3 režimov, vďaka ktorým môžete kefku prispôbiť svojim potrebám. Výkonné sonické vlny sa pohybujú rýchlosťou 62 000 a 82 000 pohybov za minútu v módoch: Soft (jemné čistenie), Clean (čistenie) a Massage (masáž).

AKO PREPÍNAŤ MEDZI JEDNOTLIVÝMI REŽIMAMI?

Stlačením tlačidla kefku zapnete, vypnete a budete tiež prepínať medzi jednotlivými režimami. Ak sa kefka v určitom režime používa dlhšie ako 5 sekúnd, stlačením tlačidla ju vypnete.

Ak stlačíte tlačidlo na kefke raz, automaticky sa zapne v režime Clean (čistenie).

- Pre prepnutie z režimu Clean (čistenie) do režimu Soft (jemné čistenie) stlačte tlačidlo druhýkrát.
- Ak chcete využiť masážny mód, stlačte tlačidlo ešte raz.
- Po stlačení tlačidla sa rozsvieti indikátor s príslušným označením zvoleného režimu.
- Ak chcete kefku vypnúť, stlačte tlačidlo. Ak je kefka práve v móde Clean (čistenie), pre vypnutie bude potrebné ju stlačiť trikrát; ak je v režime Soft (jemné čistenie), je potrebné ju stlačiť dvakrát; a ak je v masážnom režime, je potrebné ju stlačiť raz.

ODPORÚČANÁ ÚDRŽBA:

- Po čistení zubov hlavicu opláchnite pod tečúcou vodou.
- Odoberte hlavicu z tela kefky a obe časti opláchnite pod tečúcou vodou.
- Než vložíte telo kefky do nabíjačky, osušte ho.
- Pred čistením nabíjačky sa uistite, že je vypojená zo zásuvky. Na čistenie nabíjačky používajte vlhkú handričku.

Dôležité upozornenie: Nečistite nabíjačku pod tečúcou vodou, ani ju do vody neponárajte.

- Odložte nabíjačku na suché a bezpečné miesto.
- Nazapájajte nabíjačku do zásuvky, kým nie je úplne suchá.

Výmena čistiacej hlavice: aby mohla čistiaca hlavica prostredníctvom pohybov naplno využiť účinnosť sonickej technológie, musí pevne priliehať k telu kefky.

Pred prvým použitím zubnej kefky SEYSSO môže byť na kovový kolík nanosené malé množstvo maziva. Takéto ošetrenie umožní ľahkú a rýchlu výmenu hlavice.

Vyhlasenie: zubná kefka je v súlade s príslušnými ustanoveniami platných zákonov. V súlade so životným prostredím obsahuje kefka nabíjaciu batériu.

PRED POUŽITÍM POZORNE ČÍTAJTE:

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Len na domáce použitie

- Tento výrobok neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol užívateľ sám opravovať.
- Nepoužívanú nabíjačku skladujte na suchom a bezpečnom mieste.
- Pred použitím rozmotajte napájací kábel.
- V prípade poruchy kefku nerozoberajte, ani nevymieňajte žiadnu jej súčiastku. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Kontaktujte, prosím, servis Seysso.

- Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený v autorizovanom servise. Kontaktujte, prosím, servis Seysso.
- Ak vám kefka spadla, vymeňte pred jej ďalším použitím čistiacu hlavicu, aj keď na nej nie je viditeľné žiadne poškodenie. Ak zástrčka nezapadá do zásuvky, kontaktujte kvalifikovaného technika. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami.

Dvojročná obmedzená záruka

SEYSSO poskytuje záruku na profesionálnu sonickú kefku vzťahujúcu sa na poruchy spôsobené zlým spracovaním alebo chybnými materiálmi. Záruka je platná od dátumu zakúpenia na obdobie 2 rokov. Pre prípadné uplatnenie záruky, prosím, starostlivo uschovajte doklad o nákupe.

V prípade, že váš výrobok používate správne, ale napriek tomu nefunguje, môžete v rámci uplatnenia záruky kontaktovať servisného poradcu spoločnosti SEYSSO. Chybný výrobok bude bezplatne nahradený. Záruka sa nevzťahuje na:

1. Kozmetické chyby,
2. Poškodenia spôsobené:
 - a) Nehodou, nesprávnym užívaním, nedbalosťou, komerčným užívaním alebo vlastnými opravami produktu;
 - b) Nesprávnou prevádzkou alebo údržbou produktu;
 - c) Pripojením k nesprávnemu napätiu;
 - d) Pokusom o opravu alebo opravou uskutočnenou inde než v SEYSSO.

Záruku nie je možné uplatniť po akomkoľvek pokuse o otvorenie zariadenia alebo jeho príslušenstva. Nárok na záruku musí byť doložený primeranými dôkazmi. Dátum reklamácie musí byť v záručnej lehote. Náklady na dopravu nie sú vratné. Za žiadnych okolností sa nesnažte zoškrabať alebo akokoľvek inak odstrániť povlak z tela kefky. Všetky trvalé ryhy budú považované za kozmetické chyby, a teda nebudú kryté zárukou. Záruka sa vzťahuje len na súčasti, ktoré priamo ovplyvňujú fungovanie produktu.



Kefka

Model: PSTB01/SCST20

Príkon: 100-240 V, 50/60 HZ

Výkon: 1,2 W

Li-ion batéria

Distribúcia pre ČR a SR:

PROFIMED s.r.o.

Business Park Prague Chrástřany;

Za Tratí 236, budova D 252 19 Chrástřany

www.profimed.cz

PROFIMED s.r.o.

Letisko M. R. Štefánika 5285

Bratislava, 820 01

www.profimed.eu

